

Wózek specjalny

CORAILLE



bardzo wygodny wózek wyposażony w komfortowe tapicerki wykonane z DARTEXu, typu soft. Wózek wyposażony w czteropunktowe pasy stabilizacyjne oraz zagłówki. Wszystkie regulacje dokonuje się w sposób płynny za pomocą siłowników hydraulicznych. Wózki przeznaczone dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki, niestabilnych. Bardzo funkcjonalne jako wyposażenie domów opieki i w mieszkaniach prywatnych. Osoby leżące nie zawsze kwalifikują się na szeroko rozumiany wózek inwalidzki, który po prostu ze względów funkcjonalnych dla takich osób nie stanowi odpowiedniego komfortu ani bezpieczeństwa. Dla takich osób potrzebny jest sprzęt, który skutecznie spełni swoją rolę przede wszystkim z punktu zmiany pozycji oraz stabilizacji postawy.



Poduszki siedziska różnej grubości:
• 6cm, 8cm, 10cm.



Podnósek jednołamy, podczas siadania i wstania z wózka, płyta podnóśkowa opiera się na podłogę a użytkownik, może na niej stać.



Podnósek B06 dwułamy.



Podwozie wózka transportowe.

losiowy dartex



Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża.



Hamulec centralny pod nogi



Uchwyt na kółka, opcja.



stół terapeutyczny, opcja.

Brzozy dartex

zielony dartex

szary dartex

67	112	38	46	119	23(poduszka 6 cm)	45,47,49	75	-4° +36°	120	36
		40		121	25(poduszka 8 cm)	51,52,53	77			
		42		124	27(poduszka 10 cm)	54,55,56	79			
		44								
		48								
		55								
		60								
79 (XXL)	112		50	124	23	52,54,56	78		150	37
79 (XXL)										

